

# AIRERX® HYGIENUNDERLÄGG

## Inkontinens samt Fuktabsorberare till sittdynor

Avsedd användning: Inkontinens/fukt inlägg för att absorbera vätska som kan tränga igenom dynans bas. Detta håller brukaren och miljön torr/sval.

Är tänkt att användas till dynor som har en luftigt öppen struktur, där vätska kan transporteras igenom dynans bas. Inlägget absorberar ca 1 liter vätska (beroende på storlek).

Placering: inlägget ska placeras mellan dynans bas och undersida överdrag - se bild. **OBS - ljus gröna sidan** ska vara mot brukaren/uppåt inne i överdraget.

Tvätt: Tvättas i max 90° med kulörtvättmedel, utan sköljmedel. Torkas hängande eller i torktumlare på låg temperatur. Vi rekommenderar att man tvättar inlägget före första användning för bättre uppsugningsförmåga.

Material: 80% polyester, 20% bomull, Polyuretan folie undersidan.



Storlekar: Fler storlekar av hygienunderlägg kommer, om funderingar ring Salubrious AB.



### Teknisk specifikation

Benämning:	Mått (BxH):		Art.nr:
AireRx® Hygienunderlägg	35x35cm	Passar rullstolsbredd 35-40cm	AH001-3535
AireRx® Hygienunderlägg	40x40cm	Passar rullstolsbredd 40-45cm	AH001-4040
AireRx® Hygienunderlägg	45x45cm	Passar rullstolsbredd 45-50cm	AH001-4545
AireRx® Hygienunderlägg	50x50cm	Passar rullstolsbredd 50-55cm	AH001-5050