


Made in Sweden

# Mellanrums- handske

Utprovningshandske för att kontrollera mellanrummet mellan brukaren och dynans botten/stolens sits lättare.

- Glider på utsidan, bra grepp på insidan (handsken stannar kvar)
- Handsken är gjord av PU-belagd PES
- Fungerar även utmärkt till att rätta till lakan
- En storlek - passar alla
- Tvättas i 60 grader
- Torktumlas på låg värme
- Inkontinensskyddad
- Art.nr: GF100



**Salubrious**  
Good Medical

Box 5021 • 448 51 Tollerød • Sweden • tel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75  
e-mail: [rehab@salubrious.se](mailto:rehab@salubrious.se) • hemsida: [www.salubrious.se](http://www.salubrious.se) • webbshop: [www.goodmedical.se](http://www.goodmedical.se)