

Rullstolsdynor för högriskbrukare



Enda dynan på marknaden
med fläkt som tillför luft

Sårläkning

Stabilt sittande

Motverkar skjuvning

Värmeavledning

Temperatursänkning



Högriskbrukare
Den mer positionerande dynan
med fläkt och tryckavlastning



Högriskbrukare
Den mindre positionerande dynan med fläkt,
fast med mer tryckavlastning



AireRx-dynorna är byggda med en anatomisk intelligent design för att tillhandahålla en stabil sittställning med en överlägsen tryckavlastande funktion. Dynorna är konstruerade för att minska värme, avleda fukt som bildas under sittytan för att ge maximal komfort. Samtidigt minimeras risken för trycksår.

AireRx:s konstruktion:



- Innovativ anatomisk design med kraftig bendelare.
- Inbyggd uppladdningsbar batteridriven fläkt
- Ventilationskanaler för eliminering av värme och fukt
- Uppbyggd av två sorters tryckavlastande skum.
- Maximalt luftgenomsläppligt överdrag.
- Dynan är rekonditioneringsbar och inkontinensskyddad tack vare försluten yta.
- Dynan är försedd med bärhandtag.




AireRx:s egenskaper:

- Mycket god ventilation tack vare dynans unika design och fläkt.
- **ENDA DYNAN PÅ MARKNADEN MED FLÄKT SOM TILLFÖR LUFT, SYRE OCH VENTILERAR!**
- Mycket god sårhälsande effekt
- Ökad livskvalitet för brukaren genom att brukaren själv kan reglera fläkten efter behov. Således påverkas t.ex. fukt, värme och svettningar.
- Bättre livskvalitet för alla:
 - t.ex. MS-sjuka som brukar vara varma.
 - med underlivsbesvär då svamp motverkas tack vare möjligheten att styra temperaturen i sittandet.
 - sårbrukare.
 - "långtidssittare" med flera!
- Tydlig märkning och enkel placering.
- Rekommenderad brukarvikt max ca 150 kg.
- 2-års garanti!

Storlekar - se vår hemsida där de kan hållas uppdaterade.

Tvättanvisning - se medföljande bruksanvisning.



Salubrious
Good Medical

Box 5021 • 448 51 Tollered • Sverige • växel: +46 (0)31-710 44 70 • fax: +46 (0)31-710 44 75
e-post: rehab@salubrious.se • hemsida: www.salubrious.se • webbshop: www.goodmedical.se