

Skön och enkel

Tryckavlastning ●—————

Motverkar skjuvning ●—————

Komfortabelt sittande ●—————


Enkelt handhavande ●—————



Stealth Zen ●—————



Stealth Zen-dynan är tillverkad för att ge brukaren ett mjukt, komfortabelt och tryckavlastande sittande. Enkelt handhavande är även tillgodosett genom tydlig märkning och att inga inställningar behövs.



Salubrious
Good Medical

Stealth Zen-dynans konstruktion:

- Mjuk skumbas med ett lager av FRG-Sunmate skum ovanpå hela sittdynan.
- Skumbasen är utskuren för låren och sittgrop för ökad stabilitet samt bäcken-/sidostöd.
- Utskuren i skummet vid svanskotan, för att undvika tryck.
- FRG-Sunmate skum på framsida av dyna, för tryckavlastning under knävecken.
- Luftgenomsläppligt yttre Coolcore överdrag är standard. Inre inkontinens överdrag ingår som standard i vissa avtal. Finns även separat som tillval.
- Nedan nämnda överdrag kan också väljas som standard beroende på avtal.
- Antiglidbehandlat överdrag med kardborreband.
- Dynan är försedd med bärhandtag.
- Som tillbehör finns även följande överdrag:
 1. Coolcore: Luftgenomsläppligt, temperaturreglerande och håller brukaren torr.
 2. Mesh: luftigt med extra god friktion.
 3. Stealthtech inkontinensöverdrag: avtorkningsbart och fyrvägs-stretchigt (nyttjas innanför luftigt överdrag alt. Coolcore överdrag vid hög risk).
 4. Stealthtek: Inkontensöverdrag med luftiga egenskaper.

Stealth Zen-dynans egenskaper:

- Tryckavlastande.
- Lättskött och enkel.
- Sval.
- Mjuk.
- Tydlig märkning för placering och handhavande.
- Rekommenderad brukarvikt max 160 kg.
- 2-års garanti.